



General Implants

GmbH Deutschland

CMF

Cranio-Maxillo-Facial
Titanium Systems



DE / EN

General Implants

Inhalt
contents

Mikro-Platten-System, TITAN, 1,2 mm — 5
Micro Plate System, TITANIUM, 1.2 mm
Für die Osteosynthese im mittleren Gesichtsbereich
For Osteosynthesis in the middle facial region

Medium-Platten-System, TITAN, 1,6 mm — 13
Medium Plate System, TITANIUM, 1.6 mm
Für die Osteosynthese im mittleren und oberen Gesichtsbereich
For Osteosynthesis in the middle and upper facial region

Mini-Platten-System, TITAN, 2,0 mm — 23
Mini Plate System, TITANIUM, 2.0 mm
Osteosynthese für die Mund Kiefer und Gesichtschirurgie. Für alle Gesichtsbereiche (Oben, Mitte Unten)
For Osteosynthesis in Cranio Maxillo Facial region. For the entire Facial region

Get to know us better
by visiting our website!

www.general-implants.com

General Implants

GmbH Deutschland


MIKRO-PLATTEN-SYSTEM, TITAN, 1,2 MM, STANDARD-SET
MICRO PLATE SYSTEM, TITANIUM, 1.2 MM, STANDARD-SET

12-900-00
Set Number

bestehend aus folgenden Instrumenten, Schrauben und Platten
consists of the following Instruments, Screws and Plates

1.2 | 1.6 | 2.0

INSTRUMENTE MIKRO PLATTEN SYSTEM
INSTRUMENTS MICRO PLATE SYSTEM



Product Code	Description
12-900-10	Sterilisier-Container Sterilisation Container
12-900-20	Instrumentenrack Rack for Instruments
12-900-30	Rack für Platten und Schrauben Rack for plates and screws
48-910-00	Plattenschneidezange, 18 cm Plate cutting plier, 18 cm
48-910-05	Flachzange, 13,5 cm Flat plier, 13.5 cm
12-910-10	Plattenbiegezange Aderer, 13 cm Plate bending plier Aderer, 13 cm
48-910-15	Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
12-910-65	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 47 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 47 mm
12-910-70	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 50 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 50 mm
48-910-25	Tiefenmesser, Messtiefe 40 mm Depth gauge, measuring depth 40 mm


SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
SELF-TAPPING SCREW




NOTFALLSCHRAUBEN
EMERGENCY SCREWS

Product Code	Ø	Länge Length	QTY in Set
12-710-04	1,2 mm	4 mm	10
12-710-05	1,2 mm	5 mm	10
12-710-06	1,2 mm	6 mm	10
12-710-07	1,2 mm	7 mm	10
12-710-08	1,2 mm	8 mm	10
12-710-09	1,2 mm	9 mm	10
12-710-11	1,2 mm	11 mm	10
12-711-05	1,4mm	5 mm	10


MEDIUM PLATTEN
MEDIUM PLATES

	Form / Shape	Seite / Side	Löcher/ Holes	Product Code	QTY in Set
	Gerade Straight		4	12-100-04	5
			6	12-100-06	5
			8	12-100-08	5
			12	12-100-12	5
			16	12-100-16	5
			24	12-100-24	5
	L-Platte L-Plate	links left	5	12-130-01	5
			8	12-134-01	5
		rechts right	5	12-130-02	5
			8	12-134-02	5
	T-Platte T-Plate		5	12-140-05	5
				12-140-07	5
	T-Platte Breit T-Plate Broad		7	12-152-02	5
	Doppel-T-Platte Double T Plate		6	12-158-01	5
	Y-Platte Y-Plate		5	12-160-01	5
	Doppel Y-Platte Double Y-Plate		6	12-170-01	5
			7	12-170-02	5
			9	12-170-03	5
	Orbita Platte Orbita Plate		8	12-187-08	5




L- und T-Platten, L- and T-Plates

12-130-01	12-130-02	12-134-01	12-134-02
L-Platte 5 Loch, links	L-Platte 5 Loch, rechts	L-Platte 8 Loch, links	L-Platte 8 Loch, rechts
L Plate *5 holes, left*	*L Plate* *5 holes, right*	*L Plate* *8 holes, left*	*L Plate* *8 holes, right*



Gerade-Platten, Straight-Plates

12-100-04	12-100-06	12-100-08	12-100-12	12-100-16	12-100-24
Gerade Platte 4 Loch	Gerade Platte 6 Loch	Gerade Platte 8 Loch	Gerade Platte 12 Loch	Gerade Platte 16 Loch	Gerade Platte 24 Loch
Straight Plate *4 holes*	*Straight Plate* *6 holes*	*Straight Plate* *8 holes*	*Straight Plate* *12 holes*	*Straight Plate* *16 holes*	*Straight Plate* *24 holes*



T-Platten, T-Plates

12-140-05	12-140-07	12-152-02
T-Platte 5 Loch	T-Platte 7 Loch	T-Platte Breit 7 Loch
T Plate *5 holes*	*T Plate* *7 holes*	*T Plate Broad* *7 hole*




Doppel T-Platte, Double T-Plate

12-158-01
Doppel-T-Platte 6 Loch
Double T Plate *6 holes*



Y-Platten, Y-Plates

12-160-01
Y-Platte 6 Loch
Y Plate *6 holes*




Doppel-Y-Patten, Double Y Plates

12-170-03	12-170-03	12-170-01
Doppel-Y-Platte 9 Loch	Doppel-Y-Platte 7 Loch	Doppel-Y-Platte 6 Loch
Double Y Plate *9 holes*	*Double Y Plate* *7 holes*	*Double Y Plate* *6 holes*




Orbita-Plates

12-187-08
Orbita Platte 8 Loch
Orbita Plate *8 holes*



Rechteck-Platten, Rectangular-Plates

12-220-04	12-230-04	12-220-06	12-230-06
Rechteck Platte 2x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 2x2 Loch, asym	Rechteck Platte 3x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 3x2 Loch, asym.
Rectangular Plate *2x2 holes, sym.*	*Rectangular Plate* *2x2 holes, asym*	*Rectangular Plate* *3x2 holes, sym*	*Rectangular Plate* *3x2 holes, asym.*




Rechteck-Platten, Rectangular-Plates

12-220-08	12-230-08	12-220-24	12-230-24
Rechteck Platte 4x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 4x2 Loch, asym.	Rechteck Platte 6x4 Loch, sym.	Rechteck Platte 6x4 Loch, asym
Rectangular Plate *4x2 holes, sym.*	*Rectangular Plate* *4x2 holes, asym.*	*Rectangular Plate* *6x4 holes, sym.*	*Rectangular Plate* *6x4 holes, asym.*


Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

Product Code	Länge Length	Breite Width	
48-245-01	60 mm	60 mm	0,1 mm
48-246-01	120 mm	60 mm	0,1 mm
48-247-01	120 mm	120 mm	0,1 mm
48-245-02	60 mm	60 mm	0,2 mm
48-246-02	120 mm	60 mm	0,2 mm
48-247-02	120 mm	120 mm	0,2 mm




Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

Product Code	Länge Length	Breite Width	
28-255-03	80 mm	50 mm	0,3 mm
28-255-06	80 mm	50 mm	0,6 mm



MIKRO-KNOCHENSCHRAUBEN, TITAN, 1,2 MM
MICRO BONE SCREWS, TITANIUM, 1.2 MM

Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)




Product Code	Ø	Länge Length
12-710-03	1,2 mm	3
12-710-04	1,2 mm	4
12-710-05	1,2 mm	5
12-710-06	1,2 mm	6
12-710-07	1,2 mm	7
12-710-08	1,2 mm	8
12-710-09	1,2 mm	9
12-710-11	1,2 mm	11
12-710-13	1,2 mm	13
12-710-15	1,2 mm	15
12-710-17	1,2 mm	17

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)



Product Code	Ø	Länge Length
12-711-03	1,4 mm	3 mm
12-711-05	1,4 mm	5 mm
12-711-07	1,4 mm	7 mm
12-711-09	1,4 mm	9 mm

Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)




Product Code	Ø	Länge Length
12-720-03	1,2 mm	3 mm
12-720-04	1,2 mm	4 mm
12-720-05	1,2 mm	5 mm
12-720-06	1,2 mm	6 mm
12-720-07	1,2 mm	7 mm
12-720-08	1,2 mm	8 mm
12-720-09	1,2 mm	9 mm
12-720-11	1,2 mm	11 mm
12-720-13	1,2 mm	13 mm
12-720-15	1,2 mm	15 mm
12-720-17	1,2 mm	17 mm

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)



Product Code	Ø	Länge Length
12-721-03	1,4 mm	3 mm
12-721-05	1,4 mm	5 mm
12-721-07	1,4 mm	7 mm
12-721-09	1,4 mm	9 mm


INSTRUMENTE FÜR MIKRO-PLATTEN-SYSTEM, 1,2 MM
INSTRUMENTS FOR MICRO PLATE SYSTEM, 1.2 MM



48-910-00 Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm



48-910-05 Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm



12-910-10 Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15 Platten/Schrauben-Haltepinzette Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps Stainless steel, 15 cm



48-910-50 Schraubendrehergriff, Metall,drehbar, für alle Klingen (Dental-Ansatz)
Metal screwdriver handle turnable, for all blades (dental coupling)



48-910-60 Schraubendrehergriff, Metall, drehbar, für alle Klingen (Sechskant-Ansatz)
Metal screwdriver handle turnable, for all blades (hexagonal coupling)



48-910-25 Tiefenmesser
Messtiefe 40 mm
Depth gauge
measuring depth 40 mm




Schraubendreherklingen, Screwdriver blades

12-910-55 Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, cross drive

12-910-60 Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, quadro drive

12-910-57 Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz, selbsthaltend, Kreuzschlitz
Screwdriver blade with dental coupling, self-holding, cross drive

12-910-62 Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz, selbsthaltend, Vierkant
Screwdriver blade with dental coupling, self-holding, quadro drive








Spiralbohrer, Twist drill

12-910-65 Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Ø 1,0 x 46 mm für Schrauben bis 4 mm Länge
Twist drill with Stryker coupling
Ø 1,0 x 46 mm for screws up to 4 mm length


12-910-70 Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz
Ø 1,0 x 50 mm für Schrauben bis 8 mm Länge
Twist drill with Stryker coupling
Ø 1,0 x 50 mm for screws up to 8 mm length

12-910-75 Spiralbohrer mit Dental-Ansatz
Ø 1,0 x 30 mm für Schrauben bis 4 mm Länge
Twist drill with dental coupling
Ø 1,3 x 30 mm for screws up to 4 mm length

12-910-80 Spiralbohrer mit Dental-Ansatz
Ø 1,0 x 34 mm für Schrauben bis 8 mm Länge
Twist drill with dentalcoupling
Ø 1,0 x 34 mm for screws up to 8 mm length








MEDIUM-PLATTEN-SYSTEM, TITAN, 1,6 MM, STANDARD-SET
MEDIUM PLATE SYSTEM, TITANIUM, 1.6 MM, STANDARD-SET

16-900-00
Set Number

bestehend aus folgenden Instrumenten, Schrauben und Platten
consists of the following Instruments, Screws and Plates

INSTRUMENTE MEDIUM PLATTEN SYSTEM
INSTRUMENTS MEDIUM PLATE SYSTEM

Product Code	Description
16-900-10	Sterilisier-Container Sterilisation Container
16-900-20	Instrumentenrack Rack for Instruments
16-900-30	Rack für Platten und Schrauben Rack for plates and screws
48-910-00	Plattenschneidezange, 18 cm Plate cutting plier, 18 cm
48-910-05	Flachzange, 13,5 cm Flat plier, 13.5 cm
16-910-20	Plattenbiegezange Aderer, 13 cm Plate bending plier Aderer, 13 cm
48-910-15	Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
16-910-75	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 47 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 47 mm
16-910-80	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 50 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.3 x 50 mm
48-910-25	Tiefenmesser, Messtiefe 40 mm Depth gauge, measuring depth 40 mm




1.2 | 1.6 | 2.0

SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
SELF-TAPPING SCREW



Product Code	Ø	Länge Length	QTY in Set
16-710-05	1,6 mm	5 mm	10
16-710-07	1,6 mm	7 mm	10
16-710-08	1,6 mm	8 mm	10
16-710-09	1,6 mm	9 mm	10
16-710-11	1,6 mm	11 mm	10
16-710-13	1,6 mm	13 mm	10
NOTFALLSCHRAUBEN EMERGENCY SCREWS			
16-711-07	1,9 mm	7 mm	10

MEDIUM PLATTEN
MEDIUM PLATES




Form / Shape	Seite / Side	Löcher/ Holes	Steg / Stem	Product Code	QTY in Set
Gerade Straight		4		16-100-04	5
			6 mm	16-102-04	5
			8 mm	16-104-04	5
			10 mm	16-106-04	5
		6		16-110-06	5
		8		16-120-08	5
				16-120-16	5
		18		16-120-18	5
		30		16-120-30	5
L-Platte L-Plate	links left	4	6 mm	16-130-01	5
			8 mm	16-132-01	5
	rechts right		6 mm	16-130-02	5
			8 mm	16-132-02	5
T-Platte T-Plate		4	8 mm	16-145-04	5
			12 mm	16-147-04	5
		6	/	16-150-01	5
Y-Platte Y-Plate		5	/	16-160-01	5
			12 mm	16-160-02	5
Doppel Y-Platte Double Y-Plate		6	/	16-170-01	5
		7	/	16-170-02	5
		6	8 mm	16-170-04	5
Orbita Platte Orbita Plate		6	/	16-187-06	5
		8	/	16-187-08	5



Gerade-Platten, Straight-Plates

16-210-02	16-210-03	16-100-04	16-102-04	16-104-04	16-120-30
Gerade Platte 2 Loch 8 mm Steg	Gerade Platte 2 Loch 12 mm Steg	Gerade Platte 4 Loch	Gerade Platte 4 Loch 6 mm Steg	Gerade Platte 4 Loch 8 mm Steg	Gerade Platte 30 Loch
Straight Plate 2 holes 8 mm stem	*Straight Plate 2 holes 12 mm stem*	*Straight Plate 4 holes*	*Straight Plate 4 holes 6 mm stem*	*Straight Plate 4 holes 8 mm stem*	*Straight Plate 30 holes*




Gerade-Platten, Straight-Plates

16-106-04	16-110-06	16-114-06	16-120-08
Gerade Platte 4 Loch 10 mm Steg	Gerade Platte 6 Loch	Gerade Platte 6 Loch 12 mm Steg	Gerade Platte 8 Loch
Straight Plate 4 holes 10 mm stem	*Straight Plate 6 holes*	*Straight Plate 6 holes 12 mm stem*	*Straight Plate 8 holes*

L-Platten, L-Plates

16-129-01	16-129-02	16-130-01	16-130-02
L-Platte 4 Loch, links	L-Platte 4 Loch, rechts	L-Platte 4 Loch, links 6 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 6 mm Steg
L Plate 4 holes, left	*L Plate 4 holes, right*	*L Plate 4 holes, left 6 mm stem*	*L Plate 4 holes, right 6 mm stem*



L-Platten, L-Plates

16-132-01	16-132-02	16-134-01	16-134-02	16-136-03	16-136-04
L-Platte 4 Loch, links 8 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 8 mm Steg	L-Platte 4 Loch, links 10 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 10 mm Steg	L-Platte 4 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 12 mm Steg
L Plate 4 holes, left 8 mm stem	*L Plate 4 holes, right 8 mm stem*	*L Plate 4 holes, left 10 mm stem*	*L Plate 4 holes, right 10 mm stem*	*L Plate 4 holes, left 12 mm stem*	*L Plate 4 holes, right 12 mm stem*


Gerade-Platten, Straight-Plates

16-120-16	16-120-18
Gerade Platte 16 Loch	Gerade Platte 18 Loch
Straight Plate 16 holes	*Straight Plate 18 holes*



T-Platten, T-Plates

16-145-04	16-147-04	16-150-01	16-150-05	16-378-04
T-Platte 4 Loch 8 mm Steg	T-Platte 4 Loch 12 mm Steg	T-Platte 6 Loch	T-Platte 5 Loch 10 mm Steg	Doppel-T-Platte 6 Loch
T-Platte 4 holes 8 mm stem	*T-Platte 4 holes 12 mm stem*	*T Plate 6 holes*	*T-Platte 5 holes 10 mm stem*	*Double T Plate 6 holes*



Y-Platten, Y-Plates

16-160-01	16-160-02	16-160-04	16-170-01	16-170-02	16-170-04
Y-Platte 5 Loch	Y-Platte 5 Loch 12 mm Steg	Y-Platte 5 Loch 16 mm Steg	Doppel-Y-Platte 6 Loch	Doppel-Y-Platte 7 Loch	Doppel-Y-Platte 6 Loch 8 mm Steg
Y Plate 5 holes	*Y Plate 5 holes 12 mm stem*	*Y Plate 5 holes 16 mm stem*	*Double Y Plate 6 holes*	*Double Y Plate 7 holes*	*Double Y Plate 6 holes 8 mm stem*




Orbita-Platten, Orbita-Plates

16-187-04	16-187-06	16-187-08	16-187-10
Orbita Platte 4 Loch	Orbita Platte 6 Loch	Orbita Platte 8 Loch	Orbita Platte 10 Loch
Orbita Plate 4 holes	*Orbita Plate 6 holes*	*Orbita Plate 8 holes*	*Orbita Plate 10 holes*




Bohrloch-Platten, Burr Hole-Plates

16-200-07	16-200-10	16-200-14
Bohrlochplatte Ø 11,5 mm	Bohrlochplatte Ø 15 mm	Bohrlochplatte Ø 18 mm
Burr Hole Plate Ø 11,5 mm	*Burr Hole Plate Ø 15 mm*	*Burr Hole Plate Ø 18 mm*




Rechteck-Platten, Rectangualr-Plates

16-220-04	16-230-04	16-220-06	16-230-06	16-220-08	16-230-08
Rechteck Platte 2x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 2x2 Loch, asym.	Rechteck Platte 3x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 3x2 Loch, asym.	Rechteck Platte 4x2 Loch, sym.	Rechteck Platte 4x2 Loch, asym.
Rectangular Plate 2x2 holes, sym.	*Rectangular Plate 2x2 holes, asym.*	*Rectangular Plate 3x2 holes, sym.*	*Rectangular Plate 3x2 holes, asym.*	*Rectangular Plate 4x2 holes, sym.*	*Rectangular Plate 4x2 holes, asym.*




Rechteck-Platten, Rectangular-Plates

16-220-24	16-230-24
Rechteck Platte 6x4 Loch, sym.	Rechteck Platte 6x4 Loch, asym.
Rectangular Plate 6x4 holes, sym.	*Rectangular Plate 6x4 holes, asym.*



Neuro-Spalten-Platten, Neuro Gap-Plates

16-250-01	16-250-02	16-250-03
Neuro-Spaltenplatte Klein	Neuro-Spaltenplatte Medium	Neuro-Spaltenplatte Groß
Neuro Gap Plate small	*Neuro Gap Plate medium*	*Neuro Gap Plate large*




Neuro Sub-termporale Platten, Neuro Sub-temporal plates

16-256-01	16-256-02
Neuro Sub-temporale Platte Klein	Neuro Sub-temporale Platte Groß
Neuro Sub-temporal Plate small	*Neuro Sub-temporal Plate large*


Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

Product Code	Länge Length	Breite Width	
48-245-01	60 mm	60 mm	0,1 mm
48-246-01	120 mm	60 mm	0,1 mm
48-247-01	120 mm	120 mm	0,1 mm
48-245-02	60 mm	60 mm	0,2 mm
48-246-02	120 mm	60 mm	0,2 mm
48-247-02	120 mm	120 mm	0,2 mm



Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

Product Code	Länge Length	Breite Width	
28-255-03	80 mm	50 mm	0,3 mm
28-255-06	80 mm	50 mm	0,6 mm



Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)



Product Code	Ø	Länge Length
16-710-04	1,6 mm	4 mm
16-710-05	1,6 mm	5 mm
16-710-06	1,6 mm	6 mm
16-710-07	1,6 mm	7 mm
16-710-08	1,6 mm	8 mm
16-710-09	1,6 mm	9 mm
16-710-11	1,6 mm	11 mm
16-710-13	1,6 mm	13 mm
16-710-15	1,6 mm	15 mm
16-710-17	1,6 mm	17 mm
16-710-19	1,6 mm	19 mm

Kreuzschlitz (selbstbohrend)
Cross Drive (self-drilling)



Product Code	Ø	Länge Length
16-712-05	1,6 mm	5 mm
16-712-07	1,6 mm	7 mm
16-712-09	1,6 mm	9 mm
16-712-11	1,6 mm	11 mm
16-712-13	1,6 mm	13 mm
16-712-15	1,6 mm	15 mm

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)




Product Code	Ø	Länge Length
16-711-05	1,9 mm	5 mm
16-711-07	1,9 mm	7 mm
16-711-09	1,9 mm	9 mm
16-711-11	1,9 mm	11 mm

Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)



Product Code	Ø	Länge Length
16-720-04	1,6 mm	4 mm
16-720-05	1,6 mm	5 mm
16-720-06	1,6 mm	6 mm
16-720-07	1,6 mm	7 mm
16-720-08	1,6 mm	8 mm
16-720-09	1,6 mm	9 mm
16-720-11	1,6 mm	11 mm
16-720-13	1,6 mm	13 mm
16-720-15	1,6 mm	15 mm
16-720-17	1,6 mm	17 mm
16-720-19	1,6 mm	19 mm

Vierkant (selbstbohrend)
Quadro Drive (self-drilling)




Product Code	Ø	Länge Length
16-722-05	1,6 mm	5 mm
16-722-07	1,6 mm	7 mm
16-722-09	1,6 mm	9 mm
16-722-11	1,6 mm	11 mm
16-722-13	1,6 mm	13 mm
16-722-15	1,6 mm	15 mm

Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)




Product Code	Ø	Länge Length
16-721-05	1,9 mm	5 mm
16-721-07	1,9 mm	7 mm
16-721-09	1,9 mm	9 mm
16-721-11	1,9 mm	11 mm



48-910-00 Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm



48-910-05 Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm



16-910-20 Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15 Platten/Schrauben-Haltepinzette Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps Stainless steel, 15 cm



48-910-20 Schraubendrehergriff, Kunststoff, drehbar, für alle Klingen (Sechskant-Ansatz)
Screwdriver handle turnable, for all blades (hexagonal coupling)



48-910-50 Schraubendrehergriff, Metall,drehbar, für alle Klingen (Dental-Ansatz)
Metal screwdriver handle turnable, for all blades (dental coupling)



48-910-60 Schraubendrehergriff, Metall, drehbar, für alle Klingen (Sechskant-Ansatz)
Metal screwdriver handle turnable, for all blades (hexagonal coupling)




48-910-25 Tiefenmesser
Messtiefe 40 mm
Depth gauge
measuring depth 40 mm



Schraubendreherklingen, Screwdriver blades

⊕	**16-910-65**	Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Kreuzschlitz *Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, cross drive*
■	**16-910-70**	Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Vierkant *Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, quadro drive*
⊕	**16-910-67**	Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz, selbsthaltend, Kreuzschlitz *Screwdriver blade with dental coupling, self-holding, cross drive*
■	**16-910-72**	Schraubendreherklinge mit Dental-Ansatz, selbsthaltend, Vierkant *Screwdriver blade with dental coupling, self-holding, quadro drive*








Spiralbohrer, Twist drill

16-910-75	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 47 mm für Schrauben bis 5 mm Länge *Twist drill with Stryker coupling* *Ø 1,3 x 47 mm for screws up to 5 mm length*
16-910-80	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,3 x 50 mm für Schrauben bis 8 mm Länge *Twist drill with Stryker coupling* *Ø 1,3 x 50 mm for screws up to 8 mm length*
16-910-85	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz Ø 1,3 x 47 mm für Schrauben bis 5 mm Länge *Twist drill with dental coupling* *Ø 1,3 x 47 mm for screws up to 5 mm length*
16-910-90	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz Ø 1,3 x 50 mm für Schrauben bis 8 mm Länge *Twist drill with dentalcoupling* *Ø 1,3 x 50 mm for screws up to 8 mm length*








MINI-PLATTEN-SYSTEM, TITAN, 2,0 MM, STANDARD-SET
MINI PLATE SYSTEM, TITANIUM, 2.0 MM, STANDARD-SET

20-900-00
Set Number

bestehend aus folgenden Instrumenten, Schrauben und Platten
consists of the following Instruments, Screws and Plates

INSTRUMENTE MINI PLATTEN SYSTEM
INSTRUMENTS MINI PLATE SYSTEM

Product Code	Description
20-900-10	Sterilisier-Container Sterilisation Container
20-900-20	Instrumentenrack Rack for Instruments
20-900-30	Rack für Platten und Schrauben Rack for plates and screws
48-910-00	Plattenschneidezange, 18 cm Plate cutting plier, 18 cm
48-910-05	Flachzange, 13,5 cm Flat plier, 13.5 cm
20-910-30	Plattenbiegezange Aderer, 13 cm Plate bending plier Aderer, 13 cm
48-910-15	Platten/Schrauben-Haltepinzette, Edelstahl Plates/Screws-Holding-forceps, Stainless Steel
20-910-80	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 70 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.5 x 70 mm
20-910-85	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 105 mm Twist drill with Stryker coupling Ø 1.5 x 105 mm
48-910-35	Tiefenmesser, Messtiefe 30 mm Depth gauge, measuring depth 30 mm




SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
SELF-TAPPING SCREW



NOTFALLSCHRAUBEN
EMERGENCY SCREWS


Product Code	Ø	Länge Length	QTY in Set
20-710-05	2,0 mm	5 mm	10
20-710-07	2,0 mm	7 mm	10
20-710-09	2,0 mm	9 mm	10
20-710-11	2,0 mm	11 mm	10
20-710-13	2,0 mm	13 mm	10
20-710-15	2,0 mm	15 mm	10
20-710-17	2,0 mm	17 mm	10
20-711-07	2,3 mm	7 mm	10

MINI PLATTEN
MINI PLATES




Form / Shape	Seite / Side	Löcher/ Holes	Steg / Stem	Product Code	QTY in Set
Gerade Straight		4	/	20-100-04	5
			9 mm	20-102-04	5
		6	/	20-100-06	5
			12 mm	20-104-06	5
		8	/	20-100-08	5
		16	/	20-100-16	5
L-Platte L-Plate	links left	4	/	20-130-01	5
			12 mm	20-134-01	5
	rechts right		/	20-130-02	5
			12 mm	20-134-02	5
T-Platte T-Plate		4	8 mm	20-154-01	5
			6 mm	20-154-02	5
		5	12 mm	20-152-02	5
			12 mm	20-156-01	5
			12 mm	20-156-02	5
		6	/	20-150-01	5
			/	20-155-01	5
Doppel T-Platte Double T Plate		6	/	20-178-04	5
Y-Platte Y-Plate		5	/	20-160-01	5
			12 mm	20-160-04	5
			6 mm	20-160-05	5
Orbita Platte Orbita Plate		8	/	20-387-08	5
		10	/	20-387-10	5
		12	/	20-387-12	5

Normales Profil (1.0 mm)
Normal profile (1.0 mm)
Mittleres Profil (0.75 mm)
Medium profile (0.75 mm)
Niedriges Profil (0.6 mm)
Low profile (0.6 mm)



Gerade Platten, Straight Plates

Normal profile		20-100-04	20-102-04	20-106-06	20-106-04	20-100-06
Medium profile	20-210-02		20-402-04		20-406-04	
Low profile		20-300-04	20-302-04		20-306-04	20-300-06
	Gerade Platte 2 Loch 12 mm Steg	Gerade Platte 4 Loch	Gerade Platte 4 Loch 9 mm Steg	Gerade Platte 6 Loch 12 mm Steg	Gerade Platte 4 Loch 12 mm Steg	Gerade Platte 6 Loch
	Straight plate 2 holes 12 mm stem	*Straight Plate 4 holes*	*Straight plate 4 holes 9 mm stem*	*Straight Plate 6 holes 12 mm stem*	*Straight Plate 4 holes 12 mm stem*	*Straight Plate 6 holes*




Gerade Platten, Straight Plates

Normal profile	20-100-08	20-100-12	20-100-16	20-100-24
Low profile	20-300-08			
	Gerade Platte 8 Loch	Gerade Platte 12 Loch	Gerade Platte 16 Loch	Gerade Platte 24 Loch
	Straight Plate 8 holes	*Straight Plate 12 holes*	*Straight Plate 16 holes*	*Straight Plate 24 holes*



L-Platten, L-Plates

Normal profile	20-130-01	20-130-02	20-132-01	20-132-02	20-134-01	20-134-02
Low profile	20-330-01	20-330-02	20-332-01	20-332-02	20-334-01	20-334-02
	L-Platte 4 Loch, links	L-Platte 4 Loch, rechts	L-Platte 4 Loch, links 9 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 9 mm Steg	L-Platte 4 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte 4 Loch, rechts 12 mm Steg
	L Plate 4 holes, left	*L Plate 4 holes, right*	*L Plate 4 holes, left 9 mm stem*	*L Plate 4 holes, right 9 mm stem*	*L Plate 4 holes, left 12 mm stem*	*L Plate 4 holes, right 12 mm stem*




L-Platten, L-Plates

Normal profile	20-136-05	20-136-06	20-137-01	20-137-02	
Low profile	20-336-05	20-336-06			
	L-Platte 5 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte 5 Loch, rechts 12 mm Steg	L-Platte - 100° 4 Loch, links	L-Platte - 100° 4 Loch, rechts	
	L Plate 5 holes, left 12 mm stem	*L Plate 5 holes, right 12 mm stem*	*L Plate - 100° 4 holes, left*	*L Plate - 100° 4 holes, right*	




L-Platten, L-Plates

Normal profile	20-138-01	20-138-02				
Medium profile	20-434-11	20-434-12	20-434-21	20-434-22	20-434-31	20-434-32
	L-Platte - 100° 5 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte - 100° 5 Loch, rechts 12 mm Steg	L-Platte - 100° 7 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte - 100° 7 Loch, rechts 12 mm Steg	L-Platte - 100° 9 Loch, links 12 mm Steg	L-Platte - 100° 9 Loch, rechts 12 mm Steg
	L Plate - 100° 5 holes, left 12 mm stem	*L Plate - 100° 5 holes, right 12 mm stem*	*L Plate - 100° 7 holes, left 12 mm stem*	*L Plate - 100° 7 holes, right 12 mm stem*	*L Plate - 100° 9 holes, left 12 mm stem*	*L Plate - 100° 9 holes, right 12 mm stem*



T-Platten, T-Plates

Normal profile	20-150-01	20-152-02			20-376-04	20-178-04
Medium profile			20-450-10			
Low profile	20-350-01	20-352-02				20-378-04
	T-Platte 6 Loch	T-Platte 5 Loch 12 mm Steg	T-Platte 10 Loch 18 mm Steg		Doppel T-Platte 4 Loch 12 mm Steg	Doppel T-Platte 6 Loch
	T Plate 6 holes	*T Plate 5 holes 12 mm stem*	*T Plate 10 holes 18 mm stem*		*Double T Plate 4 holes 12 mm stem*	*Double T Plate 6 holes*




T-Platten, T-Plates

Normal profile	20-154-01	20-154-02	20-155-01	20-155-02	20-156-01	20-156-02
	T-Platte 4 Loch	T-Platte 4 Loch 12 mm Steg	T-Platte 6 Loch	T-Platte 6 Loch	T-Platte - 5 Loch 100° negativ 12 mm Steg	T-Platte - 5 Loch 100° positiv 12 mm Steg
	T Plate 4 holes	*T Plate 4 holes 12 mm stem*	*T Plate 6 holes*	*T Plate 6 holes 7,5 mm stem*	*T Plate - 5 holes 100° negative 12 mm stem*	*T Plate - 5 holes 100° positive 12 mm stem*

MINI-PLATTEN, TITAN, PROFIL 1,0/0,75/0,6 MM, 2,0 MM
MINI PLATES, TITANIUM, PROFILE 1.0/0,75/0.6 MM, 2.0 MM

Normales Profil (1.0 mm)
Normal profile (1.0 mm)
Mittleres Profil (0.75 mm)
Medium profile (0.75 mm)
Niedriges Profil (0.6 mm)
Low profile (0.6 mm)




Y-Platten, Y-Plates

Normal profile	20-160-01	20-160-04	20-160-05	
Medium profile				20-460-08
Low profile	20-360-01	20-360-04		
	Y-Platte 5 Loch *Y Plate* *5 holes*	Y-Platte 5 Loch 12 mm Steg *Y Plate* *5 holes* *12 mm stem*	Y-Platte 5 Loch 6 mm Steg *Y Plate* *5 holes* *6 mm stem*	Y-Platte 5 Loch 6 mm Steg *Y Plate* *5 holes* *6 mm stem*



X-Platte, X-Plate

Normal profile	20-174-04
	X-Platte 4 Loch *X Plate* *4 holes*



Doppel Y-Platten, Double Y-Plates

Normal profile	20-170-01	20-170-02	20-170-06	
Medium profile				20-470-08
Low profile	20-370-01	20-370-02	20-370-06	
	Doppel Y-Platte 6 Loch *Double Y Plate* *6 holes*	Doppel Y-Platte 6 Loch 12 mm Steg *Double Y Plate* *6 holes* *12 mm stem*	Doppel Y-Platte 7 Loch *Double Y Plate* *7 holes*	Doppel Y-Platte 8 Loch 10 mm Steg *Double Y Plate* *8 holes* *10 mm stem*




Orbita-Platten, Orbita-Plates

Normal profile		20-187-08	20-187-10	20-187-12
Medium profile	20-487-06	20-487-08	20-487-10	
Low profile		20-387-08	20-387-10	20-387-12
	Orbita Platte 6 Loch *Orbita Plate* *6 holes*	Orbita Platte 8 Loch *Orbita Plate* *8 holes*	Orbita Platte 10 Loch *Orbita Plate* *10 holes*	Orbita Platte 12 Loch *Orbita Plate* *12 holes*




Z-Platten, Z-Plates

Normal profile	20-382-01	20-382-02	20-382-03	20-382-04
	Z-Platte 4 Loch, rechts *Z Plate* *4 holes, right*	Z-Platte 4 Loch, links *Z Plate* *4 holes, left*	Z-Platte 4 Loch, rechts mit Steg *Z Plate* *4 holes, right* *with stem*	Z-Platte 4 Loch, links mit Steg *Z Plate* *4 holes, left* *with stem*



Mini-Rechteck Platten, Mini Rectangular Plates

Normal profile	20-220-04	20-230-04	20-220-06	20-230-06	20-220-08	20-230-08
	Mini Rechteck Platte 2x2 Loch, sym. *Mini Rectangular Plate* *2x2 holes, sym.*	Mini Rechteck Platte 2x2 Loch, asym. *Mini Rectangular Plate* *2x2 holes, asym.*	Mini Rechteck Platte 3x2 Loch, sym. *Mini Rectangular Plate* *3x2 holes, sym*	Mini Rechteck Platte 3x2 Loch, asym. *Mini Rectangular Plate* *3x2 holes, asym.*	Mini Rechteck Platte 4x2 Loch, sym. *Mini Rectangular Plate* *4x2 holes, sym.*	Mini Rechteck Platte 4x2 Loch, asym. *Mini Rechteck Platte* *4x2 Loch, asym.*




Z-Platten, Z-Plates

Normal profile	20-220-16	20-230-16
	Mini Rechteck Platte 4x4 Loch, sym. *Mini Rectangular Plate* *4x4 holes, sym.*	Mini Rechteck Platte 4x4 Loch, asym. *Mini Rectangular Plate* *4x4 holes, asym.*

Gitter-Platten, TITAN
Mesh Plates, TITANIUM

Product Code	Länge Length	Breite Width	
48-245-01	60 mm	60 mm	0,1 mm
48-246-01	120 mm	60 mm	0,1 mm
48-247-01	120 mm	120 mm	0,1 mm
48-245-02	60 mm	60 mm	0,2 mm
48-246-02	120 mm	60 mm	0,2 mm
48-247-02	120 mm	120 mm	0,2 mm





Kreuzschlitz (selbstschneidend)
Cross Drive (self-tapping)

Product Code	Ø	Länge Length
20-710-04	2,0 mm	4 mm
20-710-05	2,0 mm	5 mm
20-710-06	2,0 mm	6 mm
20-710-07	2,0 mm	7 mm
20-710-08	2,0 mm	8 mm
20-710-09	2,0 mm	9 mm
20-710-10	2,0 mm	10 mm
20-710-11	2,0 mm	11 mm
20-710-12	2,0 mm	12 mm
20-710-13	2,0 mm	13 mm
20-710-14	2,0 mm	14 mm
20-710-15	2,0 mm	15 mm
20-710-16	2,0 mm	16 mm
20-710-17	2,0 mm	17 mm
20-710-18	2,0 mm	18 mm
20-710-19	2,0 mm	19 mm
20-710-20	2,0 mm	20 mm
20-710-21	2,0 mm	21 mm
20-710-22	2,0 mm	22 mm



Kreuzschlitz (selbstbohrend)
Cross Drive (self-drilling)

Product Code	Ø	Länge Length
20-712-04	2,0 mm	4 mm
20-712-05	2,0 mm	5 mm
20-712-07	2,0 mm	7 mm
20-712-09	2,0 mm	9 mm
20-712-11	2,0 mm	11 mm
20-712-13	2,0 mm	13 mm
20-712-15	2,0 mm	15 mm



Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

Product Code	Ø	Länge Length
20-711-05	2,3 mm	5 mm
20-711-07	2,3 mm	7 mm
20-711-09	2,3 mm	9 mm
20-711-11	2,3 mm	11 mm



Vierkant (selbstschneidend)
Quadro Drive (self-tapping)

Product Code	Ø	Länge Length
20-720-04	2,0 mm	4 mm
20-720-05	2,0 mm	5 mm
20-720-06	2,0 mm	6 mm
20-720-07	2,0 mm	7 mm
20-720-08	2,0 mm	8 mm
20-720-09	2,0 mm	9 mm
20-720-11	2,0 mm	11 mm
20-720-13	2,0 mm	13 mm
20-720-15	2,0 mm	15 mm
20-720-17	2,0 mm	17 mm
20-720-19	2,0 mm	19 mm
20-720-21	2,0 mm	21 mm



Vierkant (selbstbohrend)
Quadro Drive (self-drilling)

Product Code	Ø	Länge Length
20-722-04	2,0 mm	4 mm
20-722-05	2,0 mm	5 mm
20-722-07	2,0 mm	7 mm
20-722-09	2,0 mm	9 mm
20-722-11	2,0 mm	11 mm
20-722-13	2,0 mm	13 mm
20-722-15	2,0 mm	15 mm



Notfallschrauben (selbstschneidend)
Emergency screws (self-tapping)

Product Code	Ø	Länge Length
20-721-05	2,3 mm	5 mm
20-721-07	2,3 mm	7 mm
20-721-09	2,3 mm	9 mm
20-721-11	2,3 mm	11 mm




Intermaxilläre Fixationsschraube (IMF)
Intermaxillary fixation screw (IMF)

Product Code	Ø	Länge Length
20-810-08	2,0 mm	8 mm
20-810-10	2,0 mm	10 mm
20-810-12	2,0 mm	12 mm
20-810-14	2,0 mm	14 mm

Titan-Draht
Titanium wire


Product Code	Ø	Länge Length
20-820-04	0,4 mm	10 m
20-820-05	0,5 mm	10 m
20-820-06	0,6 mm	10 m



48-910-00 Plattenschneidezange, 18 cm
Plate cutting plier, 18 cm



48-910-05 Flachzange, 13,5 cm
Flat plier, 13.5 cm



20-910-30 Plattenbiegezange Aderer, 13 cm
Plate bending plier Aderer, 13 cm



48-910-15 Platten/Schrauben-Haltepinzette Edelstahl, 15 cm
Plates/Screws-Holding-forceps Stainless steel, 15 cm



48-910-20 Schraubendrehergriff, Kunststoff, drehbar, für alle Klingen (Sechskant-Ansatz)
Screwdriver handle turnable, for all blades (hexagonal coupling)



48-910-60 Schraubendrehergriff, Metall, drehbar, für alle Klingen (Sechskant-Ansatz)
Metal screwdriver handle turnable, for all blades (hexagonal coupling)




20-910-75 Haltevorrichtung für Schraubendreherklinge für Schrauben 2,0 mm
Screw-holding device for screwdriver blade for screws 2.0 mm



SCHRAUBENDREHERKLINGEN, SCREWDRIVER BLADES

20-910-65	Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Kreuzschlitz *Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, cross drive*
20-910-70	Schraubendreherklinge mit Sechskant-Ansatz, selbsthaltend, Vierkant *Screwdriver blade with hexagonal coupling, self-holding, quadro drive*






48-910-35 Tiefenmesser
Messtiefe 40 mm
Depth gauge
measuring depth 40 mm



SPIRALBOHRER, TWIST DRILL

20-910-80	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 70 mm für Schrauben bis 7,5 mm Länge *Twist drill with Stryker coupling* *Ø 1,5 x 70 mm for screws up to 7,5 mm length*
20-910-85	Spiralbohrer mit Stryker-Ansatz Ø 1,5 x 105 mm für Schrauben bis 20 mm Länge *Twist drill with Stryker coupling* *Ø 1,5 x 105 mm for screws up to 20 mm length*
20-910-90	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz Ø 1,5 x 45 mm für Schrauben bis 7 mm Länge *Twist drill with dental coupling* *Ø 1,5 x 45 mm for screws up to 7 mm length*
20-910-95	Spiralbohrer mit Dental-Ansatz Ø 1,5 x 52 mm für Schrauben bis 20 mm Länge *Twist drill with dentalcoupling* *Ø 1,5 x 52 mm for screws up to 20 mm length*







TRANSBUKKALE BOHRHILFE, TRANSBUCCAL DRILLING GUIDE

20-911-00	Transbukkale Bohrhilfe für Schraubendreher mit Haltevorrichtung *Transbuccal drilling guide for screwdriver with holding*



General Implants GmbH Deutschland

Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Telephone +49 (0) 7461 9336 - 0
info@general-implants.com
www.general-implants.com

CE 0483

General Implants
GmbH Deutschland

General Implants GmbH Deutschland / All rights reserved / GI_CMF_Catalogue_DE_EN_04-2025_Rev.2.0