General Implants

GmbH Deutschland

Dental



DE

Erfahrung und Leidenschaft in der Produktion von Medizinprodukten

MADE IN GERMANY



Lernen Sie uns besser kennen
und besuchen Sie unsere Website.

www.general-implants.com

Innovative Implantologie

General Implants GmbH Deutschland ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Implantatsystemen spezialisiert hat, die ein Höchstmaß an technologischer Exzellenz bieten. Alle unsere Systeme, Instrumente und Zubehörteile sind auf die Bedürfnisse der modernen Implantologie abgestimmt.

Innovationskraft, kombiniert mit aktuellen Erkenntnissen über die Fortschritte in der Implantologie, garantieren die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die unsere Partner erwarten. Made in Germany.

Wo der Kunde im Mittelpunkt steht

Die akribische Suche nach einer idealen Lösung für klinische und zahnmedizinische Fragestellungen ist ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Unser Ziel ist es, genau zu wissen, wonach unsere Kunden suchen, um das perfekte Implantatsystem zu entwickeln.

Bei General Implants haben wir absichtlich eine flache Hierarchie mit klarer Kommunikation geschaffen. Die Kunden erhalten schnelle, direkte und fundierte Antworten und Lösungen. Letztlich ist dies nur einer der Gründe für unseren wachsenden Erfolg.





INHALT

Implantate 6

Prothetik 10


Bohrer und Bohrstopps 16

Instrumente 18

Chirurgie-Set 20

Easy Fix 24

Fixed on Four 26



IMPLANTATE
EASY FAST **D**

FORM

Der konischer Implantatkörper passt sich an komplexe anatomische Knochenstrukturen an

Das konische Halsdesign reduziert den Druck auf die Kortikalis und sorgt für eine bessere Lastverteilung

GEWINDE

Variables Gewinde für hervorragenden Halt und müheloses Einführen


Doppelgewinde mit starker Endkompression für maximale Stabilität

OBERFLÄCHE

Duales Behandlungsverfahren: Kombiniert Sandstrahlen mit biokompatiblem Zirkoniumoxid und präzisionsgesteuertem Säure-Ätzen

Optimierte Oberflächenrauhigkeit: Homogene Mikro- und Makrotexturen zur Maximierung der Adhäsion, Proliferation und Stabilität von Knochenzellen

Verbesserte Osseointegration: Fördert eine schnellere und stärkere Knochen-Implantat-Verbindung und unterstützt die langfristige Stabilität des Implantats





EASY FAST D

Produktname	Farb-code	Size	Länge	Material	Gewinde	Verbindung	Artikel-nummer
Easy Fast D STERILE R	●	3.5	8.5	Titan	Doppel-gewinde	Innen-Sechskant ⎔ 2.4 mm über die Flächen	ID35085
			10.0				ID35100
			11.5				ID35115
			13.0				ID35130
			16.0				ID35160
	●	4.0	8.5				ID40085
			10.0				ID40100
			11.5				ID40115
			13.0				ID40130
			16.0				ID40160
	●	4.3	8.5				ID43085
			10.0				ID43100
			11.5				ID43115
			13.0				ID43130
			16.0				ID43160
	●	5.0	8.5				ID50085
			10.0				ID50100
			11.5				ID50115
			13.0				ID50130
			16.0				ID50160

IMPLANTATE
EASY FAST **S**

KNOCHENERHALTEND

Mit seinem zylindrischen Design ist das Easy Fast S Implantatsystem ein Beispiel für Einfachheit. Es erhält nicht nur Knochensubstanz, sondern fördert auch die langfristige periimplantäre Gesundheit

MODULAR

Das Easy Fast S Implantatsystem ist nachweislich für alle Indikationen der dentalen Implantologie geeignet. Das Abutmentsystem umfasst alle erforderlichen Komponenten und ist voll kompatibel mit dem Easy Fast D System.

HALS



Drei verschiedene Implantathalsdesigns bieten eine optimale biophysikalische Oberfläche für die Osseointegration in allen Insertionstiefen.





EASY FAST **S**

Produktname	Farb-code	Size	Länge	Verbindung	Material	Artikelnummer
Easy Fast S	●	3.0	8.5	Innen-Sechskant ⎔ 2.0 mm über die Flächen	Titan	IS30085
			10.0			IS30100
			11.5			IS30115
			13.0			IS30130
			16.0			IS30160
	●	3.8	8.5	Innen-Sechskant ⎔ 2.4 mm über die Flächen		IS38085
			10.0			IS38100
			11.5			IS38115
			13.0			IS38130
			16.0			IS38160
	●	4.3	6.0			IS43060
			8.5			IS43085
			10.0			IS43100
			11.5			IS43115
			13.0			IS43130
			16.0			IS43160
	●	5.0	6.0			IS50060
			8.5			IS50085
			10.0			IS50100
			11.5			IS50115
			13.0			IS50130
			16.0			IS50160





EASY FAST **S** MTF

Produktname	Farb-code	Size	Länge	Verbindung	Material	Artikelnummer
Easy Fast S MTF	●	3.8	8.5	Innen-Sechskant ⎔ 2.4 mm über die Flächen	Titan	IS38085MTF
			10.0			IS38100MTF
			11.5			IS38115MTF
			13.0			IS38130MTF
			16.0			IS38160MTF
	●	4.3	6.0			IS43060MTF
			8.5			IS43085MTF
			10.0			IS43100MTF
			11.5			IS43115MTF
			13.0			IS43130MTF
			16.0			IS43160MTF
	●	5.0	6.0			IS50060MTF
			8.5			IS50085MTF
			10.0			IS50100MTF
			11.5			IS50115MTF
			13.0			IS50130MTF
			16.0			IS50160MTF

EASY FAST **S** MF

Produktname	Farb-code	Size	Länge	Verbindung	Material	Artikelnummer
Easy Fast S MF	●	3.8	8.5	Innen-Sechskant ⎔ 2 .4 mm übe r die Flächen	Titan	IS38085MF
			10.0			IS38100MF
			11.5			IS38115MF
			13.0			IS38130MF
			16.0			IS38160MF
	●	4.3	6.0			IS43060MF
			8.5			IS43085MF
			10.0			IS43100MF
			11.5			IS43115MF
			13.0			IS43130MF
			16.0			IS43160MF
	●	5.0	6.0			IS50060MF
			8.5			IS50085MF
			10.0			IS50100MF
			11.5			IS50115MF
			13.0			IS50130MF
			16.0			IS50160MF

Notes

- Einige Produktbilder sind zur besseren Darstellung stark vergrößert.
- Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

PROTHETIK

ZAHNFLEISCHFORMER (GINGIVA FORMER)



Produktname	ø	Länge (L)	Material	Artikelnummer
Zahnfleischformer zylindrisch für Implantate ø 3.0	3.7	2.0	Titan	P30402-02
		3.0		P30402-03
		4.0		P30402-04
		5.0		P30402-05
		6.0		P30402-06
		7.0		P30402-07
Zahnfleischformer zylindrisch für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.1	2.0		P44402-02
		3.0		P44402-03
		4.0		P44402-04
		5.0		P44402-05
		6.0		P44402-06
		7.0		P44402-07
Zahnfleischformer konisch für Implantate ø 3.0	3.4	2.0	Titan	P30402k-02
	3.7	3.0		P30402k-03
	4.0	4.0		P30402k-04
	4.3	5.0		P30402k-05
	4.6	6.0		P30402k-06
	4.8	7.0		P30402k-07
Zahnfleischformer konisch für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.8	2.0		P44402k-02
	4.9	3.0		P44402k-03
	5.0	4.0		P44402k-04
	5.2	5.0		P44402k-05
	5.3	6.0		P44402k-06
	5.5	7.0		P44402k-07




DECKSCHRAUBE



Produktname	Thread	ø	Länge (L)	Material	Artikelnr.
Deckschraube für Implantate ø 3.0	M1.4	2.5	4.3	Titan	S30460
Deckschraube für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	UNF1/72	3.5	5.0		S44460
Deckschraube - Sinuslift für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	UNF1/72	6.0	5.3		S44461

PARALLELISIERUNGSPINS



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Parallelisierungspin 0°	2.5	22	Titan	L44650
Parallelisierungspin 0° (4 Stück)				L44651
Parallelisierungspin 15°				L44652
Parallelisierungspin 15° (4 Stück)				L44653
Parallelisierungspin 25°				L446544
Parallelisierungspin 25° (4 Stück)				L446545

ABDRUCKPFOSTEN











Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Repositionierungskappe, geschlossene Kappe	4.3	7.0	POM	L43700
Repositionierungskappe, geschlossene Kappe, 10 Stück	4.3	7.0		L43710
Abdruckpfosten für Implantate ø 3.0, geschlossene Kappe *	3.5	11.3	Titan	L30512
Abdruckpfosten für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, geschlossene Kappe *	3.5	11.6		L43512-11
Abdruckpfosten für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, geschlossene Kappe *	4.5	11.6		L44512-11
Abdruckpfosten für Implantate ø 3.0, offene Kappe	3.5	14.0		L30413
Abdruckpfosten für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, offene Kappe (kurz)	3.5	12.8		L43513-11
	4.5	12.8		L44513-11
Abdruckpfosten für Implantateø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, offene Kappe (lang)	3.5	15.9		L43513-18
	4.5	15.9		L44513-18
Abdruckschrauben für Implanate ø 3.0, offene Kappe	M1.4	23.5		S30413
Abdruckschrauben für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, offene Kappe (kurz)	UNF 1/72	21.4		S44413-21
Abdruckschrauben für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0, offene Kappe (lang)	UNF 1/72	24.8		S44413-26
Implantate analog für Implantate ø 3.0	3.0	13.0		L30422
Implantate analog für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	3.8	13.0		L44422


*inklusive Schraube

PROTHETIK


AUFBAUPFOSTEN



Produktname	ø	Länge(L_1/L_2)	Material	Artikelnummer
Abutment 0° * für Implantate ø 3.0	3.7	8.3/1.0	Titan	P30427-01
		9.3/2.0		P30427-02
		10.3/3.0		P30427-03
		9.3/2.0	PEEK	P30427P-02
		9.3/2.0	POM	P30427Po-02
Abutment 0° (kurz)* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.5	8.6/1.0	Titan	P44426-01
		9.6/2.0		P44426-02
		10.6/3.0		P44426-03
		9.6/2.0	PEEK	P44426P-02
		9.6/2.0	POM	P44426Po-02
Abutment 0° (lang)* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.5	11.0/1.0	Titan	P44427-01
		12.0/2.0		P44427-02
		13.0/3.0		P44427-03
		12.0/2.0	PEEK	P44427P-02
		12.0/2.0	POM	P44427Po-02
Abutment 15° * für Implantate ø 3.0	3.3	11.5/2.0	Titan	P30432-02
	3.3	11.5/3.0		P30432-03
Abutment 15° * für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.1	11.5/2.0		P44432-02
	4.1	11.5/3.0		P44432-03
Abutment 25° * für Implantate ø 3.0	3.3	11.5/2.0		P30425-02
	3.3	11.5/3.0		P30425-03
Abutment 25° * für Implantate ø3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.1	11.5/2.0		P44425-02
	4.1	11.5/3.0		P44425-03





PRÄMOLARE AUFBAUPFOSTEN



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Prämolare Abutments (kurz)* für Implantate ø 3.0	3.0	10.0	Titan	P30430-10
Prämolare Abutments (lang)* für Implantate ø 3.0		13.0		P30430-13
Prämolare Abutments (kurz)* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	5.5	10.0		P44430-10
Prämolare Abutments (lang)* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0		13.0		P44430-13


CAD/CAM





Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Scan-Adapter* für Implantate ø 3.0	4.0	12.3	PEEK	P30424P-04
Scan-Adapter* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.0	12.6		P44424P-04
Scan-Adapter* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	6.0	12.6		P44424P-06
Haftbasis* für Implantate ø 3.0	4.0	7.6	Titan	P30423
Haftbasis* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0		7.5		P44423





GIESSBARE ABUTMENTS

Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Gießbare Abutments* für Implantate ø 3.0	3.7	14.0	POM	P30416
Gießbare Abutments* für implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.6			P44416

RETENTIONSSCHRAUBEN

Produktname	Gewinde	Länge	Material	Artikelnummer
Retentionsschraube für Implantate ø 3.0	M1.4	8	Titan	S30435
Retentionsschraube für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	UNF 1/72	8.9		S44435
Retentionsschraube (blau) für Implantate ø 3.0	M1.4	8		S30435b
Retentionsschraube (blau) für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	UNF 1/72	8.9		S44435b


LOKATOR-ABUTMENTS

Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Lokator-Abutments für Implantate ø 3.0	3.7	2.0	Titan	P30476-02
		3.0		P30476-03
		4.0		P30476-04
		5.0		P30476-05
		6.0		P30476-06
		7.0		P30476-07
Lokator-Abutments für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0		2.0		P44476-02
		3.0		P44476-03
		4.0		P44476-04
		5.0		P44476-05
		6.0		P44476-06

*inklusive Schraube.

PROTHETIK

LOKATOR ANALOG



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Implantat analog (Lokator)	3.7	14.0	Titan	L44422lo

LOKATOR RETENTION ZUBEHÖR

Produktname	Material	Artikelnummer
Abdruckkappe (Lokator)	Nylon	L44480
Kappe mit schwarzem Kunststoffeinsatz (Lokator)	Titan	P44481
Kunststoffeinsatz (Lokator) Schwache Retention (4 Stück) rot	Nylon	P44482-01
Plastic insert (Lokator) Mittlere Retention (4 Stück) orange	Nylon	P44482-02
Plastic insert (Lokator) Starke Retention (4 Stück) grün	Nylon	P44482-04
Blockier-Distanzstück	TPE	P44485








*inklusive Schraube

LOCATOR RETENTION ZUBEHÖR SET



Set-name	Inhalt
Lokator Set P44484	1 x Kappe mit schwarzem Kunststoffeinsatz (Lokator)
	1 x Kunststoffeinsatz (Lokator) schwache Retention, rot
	1 x Kunststoffeinsatz (Lokator) mittlere Retention, orange
	1 x Kunststoffeinsatz (Lokator) starke Retention, grün
	1 x Blockier-Distanzstück



KUGELANKER

Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Transgingivaler Kugelanker für implantate ø 3.0	3.7	1.0	Titan	P30466-01
		2.0		P30466-02
		3.0		P30466-03
		4.0		P30466-04
		5.0		P30466-05
Transgingivaler Kugelanker für implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	4.5	1.0		P44466-01
		2.0		P44466-02
		3.0		P44466-03
		4.0		P44466-04
		5.0		P44466-05
		6.0		P44466-06
		7.0		P44466-07

KUGELANKER ZUBEHÖR



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Abdruckhülse (Kugelanker)	5.95	8.0	POM	L44474
Implantat analog (Kugelanker)	4.5	15.8	Titan	L44422b
Kappe (Kugelanker)	5.0	2.85	Titan	P44471
Kunststoffeinsatz (Kugelanker) weich (4 Stück)	3.9	2.5	PEEK	P44472-01
Kunststoffeinsatz (Kugelanker) verstärkte Retention (4 Stück)	3.9	2.5	PEEK	P44472-02




KUGELANKER SET

Set-name	Inhalt
Kugelanker Set P44473	Kappe (Kugelanker)
	Kunststoffeinsatz (Kugelanker) weich
	Kunststoffeinsatz (Kugelanker) verstärkte Retention

BOHRER UND BOHRSTOPPS

CHIRURGISCHE BOHRER (PREPARATION)




PRODUKTNAME	Ø	LÄNGE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Rundbohrer	2.3	8	rostfreier Stahl	B2140
Dreikantbohrer	1.8	13		B2240
Pilotbohrer	2.0	16		B2040

CHIRURGISCHE BOHRER (EASY FAST S)




PRODUKTNAME	FARBCODE	Ø	LÄNGE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Regulärer Bohrer (EFS ø 3.0)	●	2.5	16	rostfreier Stahl	B2530
Regulärer Bohrer (EFS ø 3.8)	●	3.2			B3238
Regulärer Bohrer (EFS ø 4.3)	●	3.7			B3743
Regulärer Bohrer (EFS ø 5.0)	●	4.4			B4450


GEWINDESCHNEIDER (EASY FAST S)




PRODUKTNAME	FARBCODE	Ø	LÄNGE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Gewindeschneider (EFS ø 3.0)	●	3.0	4.6	rostfreier Stahl	T90300
Gewindeschneider (EFS ø 3.8)	●	3.8			T90380
Gewindeschneider (EFS ø 4.3)	●	4.3			T90430
Gewindeschneider (EFS ø 5.0)	●	5.0			T90500

CHIRURGISCHE BOHRER (EASY FAST D)





PRODUKTNAME	FARBCODE	Ø	LÄNGE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Regulärer Bohrer (EFD ø 3.5)	●	3.2	16	rostfreier Stahl	B353227
Regulärer Bohrer (EFD ø 4.0)	●	3.7	16		B403730
Regulärer Bohrer (EFD ø 4.3)	●	3.9	16		B433933
Regulärer Bohrer (EFD ø 5.0)	●	4.6	16		B504640
Kortikalbohrer (EFD ø 3.5)	●	3.6	5		B353629
Kortikalbohrer (EFD ø 4.0)	●	3.9	5		B403932
Kortikalbohrer (EFD ø 4.3)	●	4.2	5		B434235
Kortikalbohrer (EFD ø 5.0)	●	4.9	5		B504942




BOHRSTOPPS (EASY FAST S)

PRODUKTNAME	FARBCODE	Ø	LÄNGE(L_1/L_2)	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Bohrstopp für Pilotbohrer	-	2.0	3.0/13.0	Titan	T2040-030
			4.5/11.5		T2040-045
			6.0/10.0		T2040-060
			7.5/8.5		T2040-075
			9.7/6.3		T2040-118
Bohrstopp für Implantate ø 3.0	●	2.5	3.0/13.0		T2530-030
			4.5/11.5		T2530-045
			6.0/10.0		T2530-060
			7.5/8.5		T2530-075
Bohrstopp für Implantate ø 3.8	●	3.2	3.0/13.0		T3238-030
			4.5/11.5		T3238-045
			6.0/10.0		T3238-060
			7.5/8.5		T3238-075
Bohrstopp für Implantate ø 4.3	●	3.7	3.0/13.0		T3743-030
			4.5/11.5		T3743-045
			6.0/10.0		T3743-060
			7.5/8.5		T3743-075
			9.7/6.3		T3743-118
Bohrstopp für Implantate ø 5.0	●	4.4	3.0/13.0		T4450-030
			4.5/11.5		T4450-045
			6.0/10.0		T4450-060
			7.5/8.5		T4450-075
			9.7/6.3		T4450-118


BOHRSTOPPS (EASY FAST D)

PRODUKTNAME	FARBCODE	Ø	LÄNGE(L_1/L_2)	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Bohrstopp für Implantate ø 3.5	●	3.2	3.0/13.0	Titan	T353227-030
			4.5/11.5		T353227-045
			6.0/10.0		T353227-060
			7.5/8.5		T353227-075
Bohrstopp für Implantate ø 4.0	●	3.7	3.0/13.0		T403730-030
			4.5/11.5		T403730-045
			6.0/10.0		T403730-060
			7.5/8.5		T403730-075
Bohrstopp für Implantate ø 4.3	●	3.9	3.0/13.0		T433933-030
			4.5/11.5		T433933-045
			6.0/10.0		T433933-060
			7.5/8.5		T433933-075
Bohrstopp für Implantate ø 5.0	●	4.6	3.0/13.0		T504640-030
			4.5/11.5		T504640-045
			6.0/10.0		T504640-060
			7.5/8.5		T504640-075




TOOLS

SCHRAUBENDREHER (IMPLANTATE)




Produktname	⬡	Länge(L_{ges}/L)	Material	Artikelnummer
Schraubendreher für Implantate ø 3.0 (Ratsche)	2.0	16/7	rostfreier Stahl	T30563-07
		26/17		T30563-17
		36/27		T30563-27
Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (Ratsche)	2.4	16/7		T44563-07
		26/17		T44563-17
		36/27		T44563-27
Schraubendreher für Implantate ø 3.0 (Kontra-Winkel)	2.0	26/10	rostfreier Stahl	T30564-10
		36/20		T30564-20
Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (Kontra-Winkel)	2.4	26/10		T44564-10
		36/20		T44564-20

SCHRAUBENDREHER (LOKATOR-ABUTMENT)



Produktname	⬡	Länge(L_{ges}/L)	Material	Artikelnummer
Schraubendreher für Lokator-Abutment (manuell)	2.0	16/7	rostfreier Stahl	T20563

SCHRAUBENDREHER (RETENTIONSSCHRAUBE)




Produktname	⬡	Länge(L_{ges}/L)	Material	Artikelnummer
Schraubendreher für Rententionsschraube (manuell)	1.2	19.0/10.0	rostfreier Stahl	T40565-10
		24.0/15.0		T40565-15
		34.0/25.0		T40565-25
Schraubendreher für Rententionsschraube (manuell)	1.2	21,1/10.0	rostfreier Stahl	T40566-10
		26.1/15.0		T40566-15
		31.1/20.0		T40566-20
Schraubendreher für Rententions-schraube (Kontra-Winkel)	1.2	23.5/10.0	rostfreier Stahl	T40567-10
		33.5/20.0		T40567-20

SCHLEIMHAUT-STANZE



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Schleimhautstanze	3.0	21.0	rostfreier Stahl	T30533-03
	4.0			T30533-04
	5.0			T30533-05

VERSCHIEDENE INSTRUMENTE



Produktname	Material	Artikelnummer
Einsetzwerkzeug (Steckstiftkopf und Röhrenkopf) (Kugelanker)	rostfreier Stahl	T44470
Messfühler	rostfreier Stahl	T44535
Bohrerschaftverlängerung	rostfreier Stahl	T44536
Adapter von Kontra-Winkel zu Quad für manuelle Werkzeuge	rostfreier Stahl	T44579
Handrad	rostfreier Stahl	T4018
Griff	rostfreier Stahl	T44130
Ratsche	rostfreier Stahl	T44700
Drehmoment-Ratsche (10-40 Ncm)	rostfreier Stahl	T44800
Lokator-Werkzeug	rostfreier Stahl	T441496

Anmerkungen

- Einige Produktbilder sind zur besseren Darstellung stark vergrößert .
- Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich; wenden Sie sich an unseren lokalen Distributor.

Ein Chirurgie-Set
für alle Implantate

Produktname	Artikelnummer
Chirurgie set PROFESSIONELL EASY FAST S/D	EF2000



EASY FAST S/D INSTRUMENTE-SET

	Produktname	Artikelnummer
1	Pilotbohrer	B2040
2	Dreikantbohrer	B2240
3	Rundbohrer	B2140
4	Regulärer Bohrer (EFS ø 3.0)	B2530
5	Gewindeschneider (EFS ø 3.0)	T90300
6	Regulärer Bohrer (EFS ø 3.8)	B3238
7	Gewindeschneider (EFS ø 3.8)	T90380
8	Regulärer Bohrer (EFS ø 4.3)	B3743
9	Gewindeschneider (EFS ø 4.3)	T90430
10	Regulärer Bohrer (EFS ø 5.0)	B4450
11	Gewindeschneider (EFS ø 5.0)	T90500
12	Regulärer Bohrer (EFD ø 3.5)	B353227
13	Kortikalbohrer (EFD ø 3.5)	B353629
14	Regulärer Bohrer (EFD ø 4.3)	B433933
15	Kortikalbohrer (EFD ø 4.3)	B434235
16	Regulärer Bohrer (EFD ø 5.0)	B504640
17	Kortikalbohrer (EFD ø 5.0)	B504942
18	Schraubendreher für Implantate ø 3.0 (manuell)	T30563-17
19	Schraubendreher für Implantate ø 3.0 (manuell)	T30564-10
20	Schraubendreher fürr Implantate ø 3.0 (manuell)	T30564-20
21	Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (manuell)	T44563-07
22	Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (manuell)	T44563-17
23	Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (Kontra-Winkel)	T44564-10
24	Schraubendreher für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (Kontrawinkel)	T44564-20
25	Schraubendreher für Lokator-Abutment (manuell)	T20563
26	Schraubendreher für Retentionsschraube (manuell)	T40565-10
27	Schraubendreher für Retentionsschraube (manuell)	T40565-25
28	Schraubendreher für Retentionsschraube (manuell)	T40566-15
29	Schraubendreher für Retentionsschraube (Kontra-Winkel)	T40567-10
30	Griff	T44130
31	Handrad	T4018
32	Drehmomentratsche (10-40 Ncm)	T44800
33	EASY FAST S/D Tray, leer	EF2000L

*Tool für EFD 4mm nicht enthalten

Kompaktes und Modernes Chirurgie-Set für EASY FAST **D**

Produktname	Artikelnummer
Chirurgie-Set PROFESSIONELL EASY FAST D	EF2000-02



EASY FAST D INSTRUMENTE-SET

	Product Name	Product Code
1	Pilotbohrer	B2040
2	Dreikantbohrer	B2240
3	Rundbohrer	B2140
4	Regularbohrer (EFD Ø 3.5)	B353227
5	Kortikalbohrer (EFD Ø 3.5)	B353629
6	Regularbohrer (EFD Ø 4.0)	B403730
7	Kartikalbohrer (EFD Ø 4.0)	B403932
8	Regularbohrer (EFD Ø 4.3)	B433933
9	Kortikalbohrer (EFD Ø 4.3)	B434235
10	Regularbohrer (EFD Ø 5.0)	B504640
11	Kortikalbohrer (EFD Ø 5.0)	B504942
12	Eindrehschlüssel für Implantat ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (manuell)	T44563-07
13	Eindrehschlüssel für Implantat ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (manuell)	T44563-17
14	Eindrehschlüssel für Schraube (manuell)	T40565-10
15	Eindrehschlüssel für Schraube (manuell)	T40565-25
16	Handgriff	T44130
17	Handrad	T4018
18	Eindrehschlüssel für Schraube	T40566-15
19	Eindrehschlüssel (Winkelstück) ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	T44564-10
20	Eindrehschlüssel (Winkelstück) ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0	T44564-20
21	Eindrehschlüssel für Schraube (Winkelstück)	T40567-10
22	Drehmomentratsche (10-40 Ncm)	T44800
23	Eindrehschlüssel für Locator (manuell)	T20563
24	Regularbohrer Ø 3,0	B2530
25	EASY FAST D Tray, leer	EFD2000-02L

„EASY FIX ERMÖGLICHT EINE SOFORTIGE PROTHETISCHE BEHANDLUNG!“



EASY FIX

Das vorgefertigte Easy Fix-Stegverbindungssystem ermöglicht eine sofortige prothetische Versorgung. Das Easy Fix Konzept kann an jedes Implantatsystem angepasst werden. Dieses System verzichtet vollständig auf die Verwendung von gegossenen und gefrästen Verbindungsstegen. Die Stege können mit Hilfe von Distanzhülsen, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, miteinander verschraubt werden. Die Stege bestehen aus Polycarbonat und können mit einem Futter in die Prothese einpolymerisiert werden.



EASY FIX STEGVERBINDUNGS-SET


Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Röhre	2.0	20.9	Titan	EFX1010
Steckstift	2.5	19.4	Titan	EFX1020
Doppel-Steg	2.0/2.5	35.3	Titan	EFX1030
Reiter (3 Stück)	6.0	16.0	Poly-karbonat	EFX1040

ABSTANDSHÜLSEN



Produktname	ø	Länge	Material	Artikelnummer
Abstandshülse Easy Fast S* für Implantate ø 3.0 (4 Stück)	4.2	1.5	Titan	EFX3001-015
		2.5		EFX3001-025
		3.5		EFX3001-035
Abstandshülse Easy Fast S/D* für Implantate ø 3.5/3.8/4.0/4.3/5.0 (4 Stück)		1.5		EFX4401-015
		2.5		EFX4401-025
		3.5		EFX4401-035

*inklusive Schraube



Produktname	Material	Artikelnummer
Biegewerkzeug	rostfreier Stahl	EFX1050

STEGVERBINDUNGS-SETS

Grösse	1.5	2.5	3.5	1.5	2.5	3.5
für	*Easy Fast S ø 3.0*	*Easy Fast S ø 3.0*	*Easy Fast S ø 3.0*	*Easy Fast S/D ø 3.5-5.0*	*Easy Fast S/D ø 3.5-5.0*	*Easy Fast S/D ø 3.5-5.0*
Set Nr.	**EFX1300-015**	**EFX1300-025**	**EFX1300-035**	**EFX1440-015**	**EFX1440-025**	**EFX1440-035**
Röhre	EFX1010	EFX1010	EFX1010	EFX1010	EFX1010	EFX1010
Steckstift	EFX1020	EFX1020	EFX1020	EFX1020	EFX1020	EFX1020
Doppel-Steg x2	EFX1030	EFX1030	EFX1030	EFX1030	EFX1030	EFX1030
Reiter (3 Stück)	EFX1040	EFX1040	EFX1040	EFX1040	EFX1040	EFX1040
Abstandshülsen (4 Stück)	EFX3001-015	EFX3001-025	EFX3001-035	EFX4401-015	EFX4401-025	EFX4401-035
Biegewerkzeug	EFX1050	EFX1050	EFX1050	EFX1050	EFX1050	EFX1050

*inklusive Schrauben

Anmerkungen

- Einige Produktbilder sind zur besseren Darstellung stark vergrößert .
- Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich; wenden Sie sich an unseren lokalen Distributor.

Fixed on Four

FIXED PROSTHETICS WITH GENERAL IMPLANTS


Unsere Fixed-on-Four-Zahnimplantatlösungen bieten einen effizienten Ansatz für die Wiederherstellung des gesamten Zahnbogens, der den Patienten eine stabile und ästhetisch ansprechende Alternative zu herkömmlichen Prothesen bietet.


Durch die Verwendung von nur vier strategisch platzierten Implantaten maximiert diese Methode den Halt und minimiert den Bedarf an umfangreichen Knochentransplantationen, was sie zur idealen Wahl für Patienten mit begrenzter Knochendichte macht.


Das Fixed-on-Four-System sorgt für kürzere Heilungszeiten, sofortige Funktion und ein natürlich aussehendes Lächeln, während es gleichzeitig außergewöhnliche Langzeitergebnisse liefert.


Entdecken Sie unsere Produktpalette, die Ihren Patienten Komfort, Haltbarkeit und Vertrauen bietet
















FIXED ON FOUR

PRODUKTNAME	Ø	LÄNGE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER
Abutment 0°	5.6	1.0	Titan	FOF1001-01
		2.0		FOF1001-02
		3.0		FOF1001-03
Abutment 18,5° *	5.6	1.0	Titan	FOF1017-01
		2.0		FOF1017-02
		3.0		FOF1017-03
Abutment 37° *	5.6	1.0	Titan	FOF1035-01
		2.0		FOF1035-02
		3.0		FOF1035-03
Prothetische Kappe *	5.6	18.0	Titan	FOF1002
			POM	FOF1002Po
Abdruckkappe für offene Abformung	5.5	8.35	Titan	FOF1003
Implantat analog	5.6	15.2	Titan	FOF1004
Schraubendreher für Abutment 0° und Implantat analog	SW 2.4	27.0	rostfreier Stahl	T34205-18

*inklusive Schrauben.

General Implants GmbH Deutschland

Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen
Germany

Telephone +49 (0) 7461 9336 - 0
info@general-implants.com
www.general-implants.com

General Implants
GmbH Deutschland